

Merkblatt zur Probenahme von Bädern und Duschanlagen

Von der Quelle ins Labor – Vier Wege, ein Ergebnis

Ob wir Ihre Probe abholen, Sie diese an einem Sammelpunkt abgeben oder per Post senden – Valmonas Analytik AG sorgt für einen sicheren, normgerechten Transport ins Labor



1. Rundum-Paket – Wir übernehmen alles

- Probenahme durch unser erfahrenes Team
- Sicherer Transport ins Labor
- Einsatz im ganzen Wallis

CHF 95.00 / h



2. Kurierdienst

- Gratis Probenbehälter werden an Sie verschickt
- Probenahme durch Sie
- Sicherer Transport ins Labor an vorgegebenen Tagen
- Einsatz im ganzen Wallis

Preis auf Anfrage



3. Abgabe Sammelpunkt

- Gratis Probenbehälter
- Probenahme durch Sie
- Proben durch Sie an einem Sammelpunkt abgeben

Kostenlos



4. Postversand

- Sie erhalten Probenbehälter inkl. Versandbox und Kühlakkus geliefert
- Probenahme durch Sie
- Versand per Swiss Express «Mond»

CHF 42.00

Analyse im Labor – Normgerecht durchgeführt

Valmonas Analytik AG liefert präzise, verlässliche Analyseergebnisse gemäss Ihrer Bestellung

Preise gemäss Auftragsformular

Option 1 «Rundum-Paket»

Gerne nehmen wir die Proben bei Ihnen vor Ort und transportieren diese anschliessend zu uns nach Steg ins Labor. Das Material für die Probenahme ist im Preis inbegriffen.

Die Analysen werden gemäss Ihrer Bestellung durchgeführt und verrechnet.

Option 2 Kurierdienst

Gerne holen wir die Proben bei Ihnen vor Ort ab und transportieren diese anschliessend zu uns nach Steg ins Labor.

Für die Analysen von Dusch- und Badewasser sind spezielle Gebinde mit einem Enthemer (Thiosulfat) erforderlich. Diese können bei Auftrag kostenlos bei der Valmonas Analytik AG abgeholt werden oder vorab per Post an Sie versendet werden (CHF 12.00).

Wasserprobe nach Entnahme lichtgeschützt und gekühlt (2-10°C) lagern, bis der Kurierdienst diese bei Ihnen abholt.

Die Analysen werden gemäss Ihrer Bestellung durchgeführt und verrechnet.

Option 3 «Abgabe Sammelpunkt»

Die Verantwortung für die Erhebung, Anlieferung und Beschaffenheit der Proben liegt grundsätzlich beim Kunden.

Für die Analysen von Dusch- und Badewasser sind spezielle Gebinde mit einem Enthemer (Thiosulfat) erforderlich. Diese können bei Auftrag kostenlos bei der Valmonas Analytik AG abgeholt werden oder vorab per Post an Sie versendet werden (CHF 12.00).

Wasserprobe werden nach Entnahme lichtgeschützt und gekühlt (2-10°C) am selben Tag an einem Sammelpunkt abgeben:

- Valmonas Analytik AG: Montag und Dienstag 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr
- Apotheke Stalden: Montag und Dienstag: 08:00 Uhr bis 10:30 Uhr
- Apotheke Saas Grund: Montag und Dienstag 08:00 Uhr bis 10:30 Uhr

Sollten Sie eine Abgabe an einem anderen Wochentag oder vor Feiertagen planen, sprechen Sie dies bitte vorab telefonisch mit Valmonas ab.

Die Analysen werden gemäss Ihrer Bestellung durchgeführt und verrechnet.

Option 4 «Postversand»

Die Verantwortung für die Erhebung, Anlieferung und Beschaffenheit der Proben liegt grundsätzlich beim Kunden.

Für die Analysen von Dusch- und Badewasser sind spezielle Gebinde mit einem Enthemer (Thiosulfat) erforderlich. Diese werden Ihnen bei Auftrag inklusive vorfrankierte Versandbox und Kühlakkus zugeschickt. Bitte legen die Kühlelement bis zum Gebrauch in den Tiefkühlschrank.

Wasserproben sofort nach der Entnahme in die mitgelieferte Box inklusive Kühlelement legen und am selben Tag per Swiss-Express «Mond» zu Valmonas Analytik AG schicken. Die Box ist bereits voradressiert und -frankiert.

Die Analysen werden gemäss Ihrer Bestellung durchgeführt und verrechnet.

Anleitung für die Probenahme

- Probenbehälter beschriften mit den folgenden Angaben
 - Name der Bezugsstelle
 - Datum und Uhrzeit der Probenahme
- Desinfizieren Sie vor jeder Probenahme:
 - Die äussere Oberfläche des Probenbehälters
 - Hände/Handschuhe
- Probe nehmen:
 - Badewasser:
 - ca. 50cm vom Beckenrand
 - in einer Tiefe von 10-30 cm
 - nicht in der Nähe einer Düse oder eines Beckeneinlaufs
 - Probenbehälter horizontal untertauchen und in der vorgegebenen Tiefe senkrecht drehen bis genügend Wasser eingeflossen ist (nicht randvoll füllen). So wird vermieden, dass der Enthemmer in der Flasche ausgewaschen wird.
 - Duschwasser:
 - Armatur öffnen
 - angenehme Wassertemperatur (30-40 °C) einstellen
 - Das Vorlaufvolumen soll ungefähr demjenigen entsprechen, welches die Benutzer ablaufen lassen, bevor sie sich unter die Dusche stellen. Auch der Duschstrahl resp. die Durchflussrate soll so eingestellt werden, wie es dem Alltagsgebrauch entspricht.

Wichtige Hinweise

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf bevor Sie ihre Proben zu uns senden. Den Proben muss ebenfalls immer ein ausgefülltes Auftragsformular beiliegen oder senden Sie uns dieses vorab elektronisch zu. Die vorgefertigten Auftragsformulare finden Sie auf der Valmonas-Website.

Bitte beachten Sie:

Wir bitten Sie, Wasserproben bevorzugt montags oder dienstags anzuliefern. Sollten Sie eine Anlieferung an einem anderen Wochentag oder vor Feiertagen planen, sprechen Sie dies bitte vorab telefonisch mit Valmonas ab. Liegen die Untersuchungsergebnisse ausserhalb der gesetzlichen Vorgaben, wird der Kunde umgehend telefonisch benachrichtigt, sofern er seine Telefonnummer in diesem Formular notiert hat.

Frühestmöglicher Erhalt der Resultate

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| • <i>Escherichia coli:</i> | telefonisch nach 24h möglich |
| • <i>Pseudomonas aeruginosa:</i> | telefonisch nach 24h möglich |
| • Enterokokken: | telefonisch nach 48h möglich |
| • Gesamtkeimzahl: | telefonisch nach 72h möglich |
| • Legionellen: | telefonisch nach 7-10 Tagen möglich |